



AMELİYATHANE GAZ SİSTEMİ KONTROL FORMU



AH.FR.07

01.01.2024

Revizyon No:00



Revizyon tarihi:-

SAYFA NO:1/2

AY:

YIL:

G Ü N	OKSİJEN DEĞERLERİ	AZOT DEĞERLERİ	MEDİKAL HAVA DEĞERLERİ 0,4BAR	MEDİKAL HAVA DEĞERLERİ 0.7BAR	VAKUM
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

 URARTU GÖZ	AMELİYATHANE GAZ SİSTEMİ KONTROL FORMU			
AH.FR.07	01.01.2024	Revizyon No:00	Revizyon tarihi:-	SAYFA NO:1/2

YAPILACAK ÖLÇÜM DEĞERLERİNDE

Normal Düşük
Yüksek 1. OKSİJEN

değerleri 4-5 bar arasında olmalı,

2. AZOT değeri 4 barın altına düşmemeli

3. MEDİKAL HAVA değeri 0,4-0,7 bar arasında olması gerekmekte olup, yapılan kontrollerde oksijen, azot ve medikal havanın belirlenen değerler dışına çıkılması durumunda teknik servisle görüşülmeli